



Valise d'énergie portable type RMS VE®

Au delà de 60 minutes d'utilisation continue, le fonctionnement du POET® n'est possible qu'avec une alimentation en courant alternatif 220 V. En dehors de l'hôpital il est donc nécessaire de disposer d'une valise d'énergie portable type RMS VE® équipée d'une batterie 12 V et d'un convertisseur 12 V - 220 V. L'utilisation continue du POET® est alors possible pendant 6 heures.



## Les matériels et les techniques de réanimation pré-hospitalière Les Unités Mobiles Hospitalières des SAMU

M. FONTANELLA

CARLI

LARENG

NEMITZ

PETIT

